

Il Sistema **LipiFlow**[®] è un dispositivo medico elettronico autorizzato per il trattamento della disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD) che ha dimostrato di migliorare la funzionalità delle ghiandole.²

Il Sistema **LipiFlow**[®] utilizza la tecnologia **Vectored Thermal PulseTM (VTP)** che applica simultaneamente calore e pressione alla palpebra per rimuovere il contenuto e le ostruzioni della ghiandola e, al contempo, proteggere le delicate strutture dell'occhio del paziente.



- Un **LipiFlow**[®] System Activator sterile monouso dirige simultaneamente il calore e la pressione pulsata verso le ghiandole di Meibomio nel corso di una procedura in-office di 12 minuti.
- Il Sistema **LipiFlow**[®] utilizza un metodo brevettato di riscaldamento della palpebra dall'interno con misure di sicurezza meccaniche ed elettroniche ridondanti.
- Un profilo di pressione graduale con equalizzazione della forza adattativa e movimento peristaltico da prossimale a distale evacua il contenuto della ghiandola.
- Eccetto un'iniziale goccia di anestetico applicata all'occhio, si tratta di un trattamento senza farmaci, che è il risultato di oltre 7 anni di intense ricerche, con 54 brevetti negli Stati Uniti e 76 brevetti in tutto il mondo.

■ UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA MULTICENTRICA PROSPETTICA HA DIMOSTRATO CHE PER UN **86%** dei pazienti che hanno ricevuto un singolo trattamento con il Sistema **LipiFlow**[®] nell'arco di 12 mesi,¹ è stato evidenziato un miglioramento medio duraturo della funzionalità delle ghiandole di Meibomio e dei sintomi dell'occhio secco da 1 mese a 12 mesi¹

■ Oltre **31** rapporti sottoposti a revisione paritaria ne hanno dimostrato l'efficacia²

Bibliografia:

1. Blackie CA, et al. The sustained effects (12 months) of a single-dose vectored thermal pulsation procedure for meibomian gland dysfunction and evaporative dry eye. *Clin Ophthal* 2016;10:1385-1396. REF2018OTH0082.
2. Blackie CA, et al. Treatment for meibomian gland dysfunction and dry eye symptoms with a single-dose vectored thermal pulsation: a review. *Curr Op Ophthalmol* July 2015;26(4):306-313. REF2018OTH0090.

Leggere le Istruzioni per l'uso per importanti informazioni sulla sicurezza e consultare i nostri specialisti in caso di dubbi.

I potenziali effetti collaterali che possono presentarsi come risultato della procedura con il Sistema **LipiFlow**[®] includono l'insorgenza o aumento di: dolore a carico della palpebra /dell'occhio che richiede l'interruzione della procedura ma non sono limitati a trattamento, irritazione o infiammazione della palpebra, irritazione o infiammazione della superficie oculare e sintomi oculari.

LipiFlow è un marchio commerciale di TearScience, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2020. PP2020TS4029

AD USO ESCLUSIVO DELLA CLASSE MEDICA